

Privacymaatregelen

Uitleg en tips over HTS 5


December 2020

Inloggen

HTS 5 is vanaf elke computer met een internetverbinding te gebruiken. Ga naar: <https://www.hogrefe-online.com> en log hier in met de gegevens van uw **accountbeheerder** ('supervisor login') om in te loggen en niet uw serienummer.

- Dit nummer eindigt altijd op -500. Indien u nog niet beschikt over uw gegevens van uw accountbeheerder, kunt u deze opvragen via administratie@hogrefe.nl

Het beginscherm ziet u hiernaast.



Automatisch verwijderen van testresultaten

Via 'Databank' kunt u instellen dat data na een periode automatisch verwijderd wordt. Vink 'Automatisch verwijderen activeren' aan. Er verschijnt nu een waarschuwing: klik op 'Doorgaan'.

Stel in na hoeveel dagen u wilt dat data verwijderd wordt (min. 5 en max. 3000 dagen). Kies daarnaast of u enkel afnames, of afnames én testnemers wilt verwijderen.

- Let op: openstaande testuitnodigingen en gearchiveerde resultaten worden hiermee niet verwijderd.
- Vink 'Automatische verwijderingen bijhouden' aan om hiervan een logboek te creëren. En klik op 'Activeren en toepassen' om alles op te slaan.





Instellen van een toestemmingsverklaring

Via 'Sjabloon aanmaken' kunt u een toestemmingsverklaring opstellen voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Klik op 'Toestemmingspagina aanmaken' en vink vervolgens het gelijknamige hokje aan. Er verschijnt nu een waarschuwing: klik op 'Doorgaan'.

U kunt nu uw toestemmingsverklaring aanmaken: vul een titel, tekst en de naam van uw instelling/contactpersoon in. Klik nu op 'Toepassen'.

- De verklaring wordt vanaf nu vóór iedere test getoond. Wanneer een testnemer weigert zal de test niet gestart worden.



Meer uitleg, tips en hulp

Wilt u meer uitleg en tips over andere functies van HTS 5?

Bekijk dan de overige korte handleidingen via onze website www.hogrefe.nl

Hebt u na het lezen van deze handleiding nog vragen?

Bekijk dan ook eens onze [introdunctievideo](#). Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen via advies@hogrefe.nl

We hopen dat onze tests en vragenlijsten van waarde zijn bij uw werkzaamheden!